

LISTE OVER KONTEKST

1	GENEREL INFORMATION.....	3
	1.1 Layout af manualen og referencemetode	3
	1.1.1 Anvendte symboler.....	3
	1.1.2 Formål og indhold.....	3
	1.1.3 Opbevaring	3
	1.2 Introduktion	3
	1.2.1 LG EVACU PLUS / LG EVACU Tilsigtet brug	3
	1.3 Etiketter	4
2	SIKKERHEDSADVARSLER.....	5
	2.1 Generelle bestemmelser	5
	2.2 Brugsanvisning	5
	2.3 Person, der skubber enheden.....	6
	2.4 Sammenklappelige evakueringsstole.....	6
	2.5 Betjening af enheden på en etage.....	6
	2.6 Standsning på trappen.....	7
	2.7 Tilsigtet brug.....	7
	2.8 Forholdsregler ved brug.....	7
	2.9 Restrisici.....	8
3	ENHEDSBESKRIVELSE.....	9
	3.1 Referencer til billeder	9
	3.2 LG EVACU PLUS / LG EVACU Beskrivelse	11
	3.3 Tekniske specifikationer.....	11
	3.3.1 LG EVACU PLUS / LG EVACU Tekniske specifikationer	11
	3.3.2 Referencestandard	12
4	MONTAGE	12
	4.1 Udpakning.....	12
	4.2 Samling.....	13
5	BRUG.....	14
	5.1 Kontrol af typen af overflade	14
	5.2 Betjening på trappen.....	14
	5.3 Brug af det medicinske udstyr	15
	5.3.1 Brug af LG EVACU PLUS.....	15
	5.3.2 Brug af LG EVACU	20
6	FEJLFINDING.....	27
7	RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE	29
	7.1 Vedligeholdelsestabel for ruteføring	29
	7.2 Rengøring af metaldelene	29
	7.3 Rengøring af plastikdelene	29
	7.4 Rengøring af hjul	29
	7.4 Opbevaring	30
	7.5 Bortskaffelse.....	30
8	GARANTI	31

1.1 Layout af manualen og referencemetode

Denne brugsanvisning udgør en integreret del af forsyningen; derfor skal den opbevares på et sikkert og tilgængeligt sted for hurtig reference.

Denne manual er beregnet til brugerne af maskinen, dens ejer, sikkerhedsledere og vedligeholdelsespersonale.

1.1.1 Anvendte symboler

Følgende piktogrammer kan findes på enheden og i denne vejledning.

	Læs brugsanvisningen		Advarsel!!!! Vigtig information
	Operationer, der skal udføres af kvalificeret personale		Advarsel!!!! Fare
	Sikkerhedsseler er obligatoriske.		Bær kun lukket fodtøj
 	Det er forbudt at bære sko med høje hæle eller hjemmesko.		

1.1.2 Formål og indhold

Denne manual giver indikationer om brugen af køretøjet, om dets tekniske egenskaber og om sikkerhedsforanstaltninger. Denne manual kan dog aldrig erstatte brugerens oplevelse.

1.1.3 Opbevaring

Manualen skal opbevares på et tilgængeligt sted og er kendt af alle operatører. Det skal også beskyttes mod fugt, varme og direkte sollys.

Brug manualen omhyggeligt, så dens indhold ikke beskadiges helt eller delvist: Fjern, riv eller modificer ikke dele af manualen af nogen grund.

1.2 Indledning

1.2.1 LG EVACU PLUS / LG EVACU Tiltænkt brug

Apparaterne må udelukkende bruges som evakuatorer.

Evakueringsfoldestolene LG EVACU PLUS og LG EVACU er beregnet til at blive brugt i husholdninger, hospitaler, lokalsamfund samt i uderum inden for de lovbestemte grænser for brugere over 18 år.



Enheden er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede, eller af uerfarne personer, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller er forsynet med instruktioner til brug af enheden.

LG EVACU PLUS



ANTANO Group 	SN	Serial N.	-
	REF	Model	LG EVACU PLUS
Antano Group s.r.l. Via delle Industrie 10 Z.I. Sant'Eraclio 06034 Foligno (PG) ITALY T +39 0742 381269 F +39 0742 386574		Prod.Year	-
		Weight	21,2 kg
		Max Load	160 kg
		40°C 0°C	
		20%	90%

Lavet i Kina









LG EVACU








ANTANO Group 	SN	Serial N.	-
	REF	Model	LG EVACU
Antano Group s.r.l. Via delle Industrie 10 Z.I. Sant'Eraclio 06034 Foligno (PG) ITALY T +39 0742 381269 F +39 0742 386574		Prod.Year	-
		Weight	12,8 kg
		Max Load	130 kg
		40°C 0°C	
		20%	90%

Lavet i Kina

2.1 Generelle bestemmelser

-  • Saml ikke produktet, før du har læst denne brugsanvisning.
-  • Enhver ændring, der udføres på produktet uden producentens tilladelse, er det fulde ansvar for den person, der udfører ændringerne. Ændringer, der udføres uden tilladelse fra Antano Group srl, vil gøre garantien ugyldig og ugyldiggøre overensstemmelseserklæringen med hensyn til de gældende direktiver.
-  • Enhver brug af produktserien LG EVACU PLUS / LG EVACU ud over beskrevet i denne manual er forbudt.
-  • Antano Group srl fraskriver sig ethvert ansvar for funktionsfejl eller skader på personer eller ejendom forårsaget af anden brug end specificeret i denne manual.
-  • Operatører er forpligtet til omhyggeligt at læse denne manual, følge instruktionerne heri og blive fortrolige med den korrekte brug og vedligeholdelsesprocedurer.
-  • Brug og udfør kun vedligeholdelse på genstanden som beskrevet i denne manual og brug kun reservedele og support leveret af Antano Group srl
-  • Brug ikke produktet til andre formål end dem, det er udviklet og designet til.
-  • Opbevar denne vejledning til referenceformål og som støtte til at træne personale. Overdrag det sammen med produktet, hvis det sælges eller gives til en ny bruger.

2.2 Brugsanvisning

-  • Enheden skal bruges af personer, der fysisk er i stand til at håndtere vægten af enheden eller den medbragte person.
-  • Den person, der skubber enheden, skal være fuldt ud klar over indholdet af denne vejledning.
-  • Den, der skubber, skal holde godt fast i styret med begge hænder..
-  • Enheden skal bruges ved at følge nedenstående bestemmelser:
 - Under bevægelse skal passageren sidde i oprejst stilling, med hoved og skuldre hvilende på ryglænet.
 - Brug ikke enheden til at transportere andre genstande.
 - Personen, der bliver båret, må aldrig holde i genstande eller forskellige vægte.
 - Operatøren må aldrig efterlade enheden uden opsyn, mens en person sidder i den.
 - Brug ikke enheden på ujævne overflader.
 - Apparatet må udelukkende bruges på trapper med hældning mellem 28° og 39°.
 - Det er obligatorisk, at personen sidder fuldt påklædt.
 - Det er lovpligtigt at låse hjulene, inden den handicappede sætter sig.
-  • Enheden er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede, eller af uerfarne personer, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller er forsynet med instruktioner til brug af enheden



- Personen, der skubber, og den, der bæres, bør ikke ryge for at forhindre brand eller beskadigelse af tøj, polstring eller på nogen måde at skade personer.



- Den person, der skubber, skal holde i styret med begge hænder for at sikre konstant kontrol over enheden.



- Løft aldrig enheden, når en passager er om bord.



- Enheden er beregnet til brug i boliger eller lignende miljøer, under alle omstændigheder indendørs.



- Hverken den, der skubber eller passageren, bør bære lange tørklæder eller løst tøj, da disse kan blive fanget og være en kilde til fare.

2.3 Person, der skubber enheden



- Det anbefales, at den person, der skubber apparatet, først bruger det, uden at nogen sidder i det, for at blive fortroligt med det og opnå selvtillid og manøvreduktighed, især når man går ned ad trappen.



- Den person, der skubber apparatet, skal altid stå bagved det. Apparatet må ikke bruges på anden måde, f.eks. operatør, der står foran det, da dette kan være ekstremt farligt for operatøren, for passageren og for selve enheden.

2.4 Sammenklappelige evakueringsstole



- Det er forbudt at gå ned ad trappen, hvis passageren ikke sidder i oprejst stilling, som er bevægelsesstillingen.

Hvis passageren ikke er i stand til at forblive i en oprejst og stabil position, skal du bruge særlige sikkerhedsseler til at fastgøre ham/hende til ryglænet.



- Inden man går ned ad en trappe, skal trappens egenskaber kontrolleres:
 - De må ikke være dækket af tæpper eller tæpper
 - De må ikke være smuldrende eller ufærdige men solide
 - De må ikke have uregelmæssige, knækkede eller sammenfaldne kanter
 - De må på ingen måde være våde eller glatte

2.5 Betjening af enheden på en etage





- Efter at være kommet ned ad en trappe, styres enheden med passageren kun af personen skubbe apparatet, som manuelt skal håndtere hele massen (evakueringsanordning + passager). Den person, der skubber enheden, skal være sikker på, at de kan udføre disse manøvrer via nogle indledende test på en flad overflade.






- ***Enheden kan ikke bruges på vindeltrapper.***

2.6 Standsning på trappen

-  I det sjældne tilfælde bør de sammenklappelige evakueringsstole blokere, mens de går ned ad trappen, sikre, at alle mulige trin er aktiveret og straks søge støtte.
-  Brug de klapbare evakueringsstole udelukkende på lige trapper og med plan repos med tilstrækkelig manøvreplads.



-  Brug ikke de klapbare evakueringsstole på reposer med spiral- eller kileformede trapper.






2.7 Tilsigtet brug

Enheden kan bruges dagligt, forudsat at alle sikkerhedskomponenter og funktionelle dele er effektive. Enheden er designet til kun at bære én person ned ad trapperne i en bygning og til evakuering i nødstilfælde.

Enheden er beregnet til brug i boliger eller lignende miljøer, under alle omstændigheder indendørs. Enheden kan kun bevæge sig på flade og stabile overflader.

Brugen er den, der er beskrevet i denne manual; derfor anbefaler vi at læse denne vejledning omhyggeligt for at blive fortrolig med enhedens funktioner.

2.8 Forholdsregler ved brug

-  Den kan ikke bruges af personer (skubber kørestolen), som ikke forstår reglerne i denne manual.
-  Personer, der skubber kørestolen, skal have en fysisk statur, der kan sikre kontrol over enhedens samlede vægt.
-  Det kan ikke bruges i miljøer udsat for vandspray eller under kritiske eller ugunstige atmosfæriske forhold.



- Desuden kan den ikke anvendes i alle de tilfælde, hvor principperne beskrevet i **sikkerhedsadvarsler (kapitel 2) er ikke overholdt.**



- Den må ikke anvendes, hvis der bemærkes defekter, da disse kan forårsage uventede farlige situationer.



- Det kan ikke bruges af mindreårige (under 18 år).



- Den kan ikke bruges, hvis trappens hældning overstiger 39°.



- Den kan ikke bruges, hvis passageren ikke sidder i oprejst stilling med sikkerhedsselerne korrekt spændt,

2.9 Restrisici



- Risiko for at knuse fødderne på den person, der skubber enheden, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i denne vejledning ikke følges.



- Risici på grund af vedligeholdelse.



- Risiko for muskel-knogleskader, hvis de nødvendige forholdsregler ikke følges, når du skubber enheden.



- Risiko for sammenfiltring af løstsiddende tøj eller tøj, der når den nederste del af enheden.



- Risiko for, at passagerer falder i tilfælde af, at de ikke sikres, at de er i en stabil og oprejst stilling.



- Risiko for at falde, hvis den transporterede vægt overskrider de forudindstillede grænser (se **Tekniske specifikationer, afsnit 3.3**).



- Risiko for at falde, hvis enheden ikke skubbes korrekt.



- Risiko for at falde, hvis enheden bruges på trapper dækket af tæpper eller tæpper eller på våde eller glatte trapper.




- Risiko for at falde, hvis den, der skubber på den, under en nødsituation (enheden låst på trappen), ikke har været i stand til at vurdere risikoen på grund af passagerens tilstand og miljømæssige forhold og ikke har bedt om hjælp i en kritisk situation.



- Risiko for at falde på grund af menneskelige fejl, hvis den person, der skubber enheden, ikke er behørigt kvalificeret.

3.1 Henvisninger til billeder

LG EVACU PLUS



- 1. Styr
- 2. Nakkestøtte
- 3. Sikkerhedsseler
- 4. BAGSTE greb
- 5. Ryglæn
- 6. Spor ÅBN/LUK rødt håndtag
- 7. Tandede spor
- 8. BAGhjul
- 9. FORhjul
- 10. Apparat ÅBN/LUK rødt håndtag
- 11. Forreste greb
- 12. Fodstøtte
- 13. Sæde
- 14. FRONT griber udløserknapper
- 15. BAGhjulsbremser
- 16. Rødt håndtag til højdejustering af nakkestøtten
- 17. BAGSTE greb udløser røde knapper





1. Styr
2. Sikkerhedsseler
3. Nakkestøtte
4. Ryglæn
5. Sæde
6. Spor
7. FORhjul
8. BAGhjul
9. BAGhjulsramme
10. FRONT håndtag med lås
11. Gasfjeder
12. Gummistøttepuder
13. Nakkestøtte BLOK/RELEASE håndtag
14. BAGhjuls rammeblok
15. BAGSTE håndtag

Producenten forbeholder sig retten til at ændre produktet og den tilhørende brugsanvisning uden forudgående varsel eller forpligtelse til at opdatere de tidligere produktioner.

Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert brug af uuddannet personale, uautoriserede ændringer eller operationer, brug af uautoriserede reservedele, ekstraordinære hændelser og manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual, helt eller delvist.

3.2 LG EVACU PLUS / LG EVACU Beskrivelse

De sammenklappelige evakueringsstole **LG EVACU PLUS** og **LG EVACU** kan bruges til at transportere en handicappet passager ned ad trapperne i en bygning takket være et specielt sporsystem til **LG EVACU PLUS** evakueringsanordning og en **bælte**system til **LG EVACU** evakueringsanordning.

Begge foldbare evakueringsstole kan udelukkende bruges til at gå ned ad trappen, og ikke til at forcere dem. Bevægelsen af de sammenklappelige evakueringsstole afhænger helt af den person, der skubber dem ved hjælp af de specielle greb.

De sammenklappelige evakueringsstole kan klappes sammen igen med største lethed, når det medicinske udstyr ikke bruges.

3.3 Tekniske specifikationer

3.3.1 LG EVACU PLUS / LG EVACU Tekniske specifikationer

Modelo	LG EVACU	LG EVACU PLUS
Længde (mm)	820	750
Bredde (mm)	520	525
Sædebredde (mm)	485	390
Højde (min - maks) (mm)	975 - 1360	1090 - 1575
Dimensioner (lukket) (mm)	520 x 1045 x 210	525 x 1090 x 265
Vægt (kg)	12.8	21.2
Maksimal hældning	39° (81 %)	39° (81 %)
Emballagemål (mm)	565 x 1160 x 300	565 x 1160 x 300
Bruttovægt (kg)	16.4	24.6
Maksimal belastning (kg)	130	160

3.3.2 Referencestandard

Forordning (EU) 2017/745	Forordning om medicinsk udstyr (EU)
Forordning (EU) 2020/561	Ændring af forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr

Antano Group er ISO 9001:2015 og ISO 13485:2016 certificeret.
I tilfælde af tab kan overensstemmelseserklæringen rekvireres via e-mail: tecnico@antanogroup.com.

4 MONTAGE


4.1 Udpakning



Vær opmærksom på at vælte, når du bruger en trolley til at håndtere det emballerede produkt for at forhindre skader.



- Åbn pakken og fjern forsigtigt indholdet, og pas på ikke at beskadige den.



Efter udpakning af enheden skal du sikre dig, at den ikke er beskadiget. Ellers kontakt straks den autoriserede forhandler. Skader forårsaget af forkert transport er ikke dækket af garantien.

Dele af de klapbare evakueringsstole:

LG EVACU PLUS



LG EVACU



4.2 Montering



Apparatet leveres samlet bortset fra nakkestøtten.

De sammenklappelige evakueringsstole sendes til kunden færdigmonteret. Den eneste betjening er at montere hovedstøtten, der er inkluderet i pakken. Højden på nakkestøtten skal justeres efter passagerernes behov.

LG EVACU PLUS




LG EVACU



5.1 Kontrol af overfladetype

Tjek trappens hældning.

Advarsel!!!! Før du går op eller ned af trapperne første gang, skal du sørge for, at hældningen er inden for de fastsatte parametre. Trappens maksimale hældning skal være 39° (hvilket svarer til en hældning på 81%). Hvis hældningen af trappen, der skal ned, ikke kendes, skal der udføres målinger for at finde ud af hældningen i grader (ved hjælp af en lineal og et goniometer) eller ved at måle stigningen i højden over en længde på 100 cm (den må højst være 81 cm)



Disse operationer må kun udføres af kvalificeret personale eller et eftersalgscener

5.2 Betjening på trapperne



Læs brugsanvisningen



Det er forbudt at bære sko med høje hæle eller hjemmesko



Brug lukket fodtøj



Brug af sikkerhedsseler



Sørg for, at dimensionerne af trinene er kompatible med det beskrevne specifikationer (se kapitel 6). Hvis de ikke er det, **FORSØG IKKE** at gå ned ad trappen; om nødvendigt, anmod om oplysninger direkte fra den person, der skubber enheden, eller dens autoriserede repræsentant. |

Hverken den, der skubber eller passageren, bør bære lange tørklæder eller løst tøj, da disse kan blive fanget og være en kilde til fare.

Det er forbudt at gå ned ad trappen, hvis passageren ikke sidder i oprejst stilling. Brug de specielle sikkerhedsseler til at fastgøre passageren til ryglænet.

- Før og under bevægelse skal du overvåge den korrekte holdning af den person, der transporteres.


Inden man går ned ad en trappe, skal egenskaberne ved selve trappen verificeres.

- Gradient af trappen.
 - Trinmål som beskrevet i kapitel 6.
 - Der må ikke være tæpper på trapperne.
 - De må ikke være smuldrende eller ufærdige men solide.
 - De må ikke have uregelmæssige, knækkede eller sammenfaldne kanter.
 - De må på ingen måde være våde eller glatte.
- Enheden skal altid bruges med særlig og konstant opmærksomhed både over for passageren og miljøet, hvor enheden bruges.
 - Vær opmærksom på føddernes position under bevægelse.


5.3 Brug af det medicinske udstyr

5.3.1 Brug af LG EVACU PLUS


- For at begynde at bruge enheden skal du slippe dens fodbræt. Den følgende fase består i at åbne enheden. Dette gøres ved at placere en hånd på styret og den anden i den yderste ende af sædet. Hånden placeret på sædet skal skubbes nedad. Overhold nøje de procedurer, der er illustreret nedenfor..



Før du bruger enheden, skal du sørge for, at det røde håndtag er ordentligt blokeret.



- For at bruge apparatet på trapperne, frigøres skinnerne ved hjælp af det røde håndtag, der er placeret mellem sporene (se figuren på siden). Håndtaget skal trækkes opad og følge stien langs slidsen. Sporene kan foldes ved at udføre ovenstående procedure omvendt.



- Højden på nakkestøtten kan justeres ud fra passagerens behov. Dette kan gøres ved at trække det røde håndtag bag på nakkestøtten mod dig (som vist på figuren på siden). Nakkestøtten har tre justeringspositioner.

Fastgør om nødvendigt passagerens hoved ved hjælp af sikkerhedsselen på nakkestøtten.





- Passageren skal være forsvarligt fastgjort til evakueringsanordningen ved hjælp af de specielle sikkerhedsseler. Passagerens position skal være helt oprejst og stabil.

- Tryk og hold de røde knapper på de bagerste greb nede for at åbne eller lukke grebene (se billedet på siden) i en vinkel på 90°.
Ovenstående er baseret på behovene hos den person, der skubber enheden.
- Tryk og hold de forreste grebs udløserknapper for at forkorte eller forlænge grebene baseret på behovene hos den person, der skubber enheden.




Hvis de forreste greb bruges, anbefales det at lade en anden person stå bag enheden.

- Slip bremserne fra ON-positionen til OFF-positionen.




- Saml nakkestøtten på enheden ved at udføre trinene beskrevet nedenfor.



- Før du går ned ad trappen med passageren siddende i enheden, skal du holde godt fast i styret og håndtaget på stangen, der er placeret mellem de to skinner. Dette vil gøre det muligt at vippe enheden for at gå ned ad trappen ved hjælp af sporene, der hviler på trinene (se figurerne nedenfor). Passageren skal sidde i oprejst og stabil stilling, og de obligatoriske sikkerhedsseler skal være ordentligt spændt.



- Flyt tæt på kanten af trinnet, og hold enheden på skrå, indtil sporene kommer i kontakt med trinnet (se figuren nedenfor). Gå fremad for at begynde at gå ned ad trappen, og hold hastigheden så konstant som muligt.




Brug lukket fodtøj

- Hvis apparatet låser sig, skal du sørge for, at sporene er korrekt i kontakt med trinene (se billedet nedenfor). Når enhedens stabilitet er sikret, skal du bede om support.



- Når du er på det sidste trin, skal du fortsætte ved at hvile baghjulene på gulvet, efterfulgt af forhjulene (se figurerne nedenfor).




- Luk apparatet efter brug ved at udføre lukkeprocedurerne, som grundlæggende er åbningsprocedurerne omvendt. Vær opmærksom på, at for at lukke stolen skal du trække håndtaget under sædet mod foran på enheden, efter sporets vej.




5.3.2 Brug af LG EVACU

- Inden evakueringsanordningen tages i brug, skal den åbnes. Dette gøres ved at sætte en fod på fodbrættet og en hånd på styret. Hold stillingen, læg din frie hånd på enden af sædet og tryk nedad.




- Slip derefter baghjulsrammen som vist på figurerne nedenfor.



- Slip enhedens håndtag ved at trække opad.



- Når styret er sluppet, kan nakkestøtten monteres på enheden.



- Placer passageren på enheden, som skal være i en oprejst og stabil position. Derudover er det obligatorisk at bruge sikkerhedsseleerne.
Før du går ned ad trappen, skal du sætte enheden i lodret position og lukke baghjulsrammen ved at trykke med foden (se figuren nedenfor).



- Bevæg dig tæt på kanten af trinnet, og hold evakueringsanordningen på skrå, indtil sporet rører trinnet (se figuren nedenfor).
Gå fremad for at gå ned ad trinene, og hold et stabilt hastighedsforhold.



Brug af lukket fodtøj

- Hvis enheden blokerer, skal du sørge for, at sporene er i kontakt med trinene (se figuren nedenfor). Når enhedens stabilitet er sikret, skal du bede om hjælp.



- Når du når det sidste trin, hviler du forhjulene på gulvet, sætter derefter enheden i lodret position og frigør baghjulsrammen med din fod (se figurerne nedenfor).



- Når evakueringsanordningen ikke længere bruges, kan den lukkes ved at udføre åbningsproceduren omvendt.




Brug af FRONT håndtag

- Enheden har FRONT håndtag, så operatører kan transportere den direkte.



- Følg de enkle trin nedenfor for at bruge disse håndtag:

- Løsn håndtaget fra sædet



- Forlængelse af håndtaget



- Stramning af håndtaget



Brug af det BAGSTE håndtag






- Begge evakueringsanordninger kan lænes lodret mod væggen, når de ikke er i brug. For LG EVACU PLUS anbefales det at sætte bremserne på, før du læner den mod væggen, for at forhindre den i at falde.



6 FEJLFINDING



Operationer markeret med dette symbol må kun udføres af kvalificeret personale eller et eftersalgscener.

EN DEL	PROBLEM	LØSNING
Hjul	Knirkende under forskydning	• Rengør hjulene 
		• Erstatte
Går ned ad trappen	Enheden låser sig, når man går ned ad trappen	• Kontakt eftersalgsceneret 
Sikkerhedsseler	De er beskadigede eller kan ikke fastgøres ordentligt.	• Kontakt teknisk support 
Spor	Skrider under brug	• Tjek klossernes tilstand.

Hvis enheden, selv efter arbejde på den, stadig har en fejl, der begrænser den korrekte drift, selv delvist, skal operatøren og brugeren straks kontakte den autoriserede forhandler.



Hvis de klapbare evakueringsstole ikke bruges i længere tid, skal de opbevares på et tørt sted væk fra sollys. De klapbare evakueringsstole skal altid holdes rene og eventuelt tildækket, når de ikke er i brug, for at forhindre uønskede utætheder

Virksomheden, der er ansvarlig for at designe og fremstille enheden er:

ANTANO GROUP s.r.l.

Via delle Industrie, 10 – Z.Ind.le Sant'Eraclio
06034 Foligno (PERUGIA) – ITALIEN
Tlf. 0742/381269 – Fax. 0742/386574

For teknisk support venligst **kontakt den autoriserede forhandler** på nedenstående kontaktoplysninger:

AUTHORISED DEALER STAMP

Disse operationer kan udføres af brugeren.

Enheden kræver rutinemæssig vedligeholdelse, som ethvert andet produkt, for at garantere effektivitet, selv efter mange års brug. Fjern hver dag rester af mad, hår og alt, hvad der måtte opbygge sig, såsom støv. En husholdningsstøvsuger kan bruges til denne operation.

Tabellen nedenfor angiver vedligeholdelsesfrekvensen. Konstant kontrol og opmærksomhed skal stimulere brugeren til at udføre disse operationer i overensstemmelse med de faktiske behov.

7.1 Tabel for rutinemæssig vedligeholdelse

Frekvens	
6 måned	<p>Rengøring af metaldele Rengør de angivne dele i henhold til brug og krav</p> <p>Rengøring af plastdele Rengør de angivne dele i henhold til brug og krav</p> <p>Rengøring af hjul Rengør de angivne dele i henhold til brug og krav</p>
1 År	<p>Generel kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tjek effektiviteten af hjulene • Tjek malingen • Kontroller plastikdelenes integritet • Kontroller funktionaliteten af de elektriske skubbere
Hver gang enhed er overført til tredje fester eller hver tid det er startet	<p>Desinfektion Advarsel!!!! Kun autoriseret og behørigt uddannet personale må bruge desinfektionsmidler</p> <p>Desinfektion skal udføres af specialiserede centre i henhold til bestemmelserne fastsat af den kompetente sundhedsmyndighed. For yderligere information kontakt det autoriserede eftersalgscener.</p>

7.2 Rengøring af metaldele

Malede metaldele kan rengøres med markedsførte spray til husholdningsbrug. Sørg dog for, at disse ikke indeholder alkohol eller opløsningsmidler, der kan misfarve eller beskadige malingen.

7.3 Rengøring af plastikdelene

Brug et almindeligt rengøringsmiddel til at rengøre plastikdele og overhold instruktionerne og kontraindikationerne. Undgå at bruge opløsningsmiddel- eller alkoholbaserede produkter.

Brug ikke vandstråler eller spray.

7.4 Rengøring af hjul

Drej enheden helt på den ene side, så styret hviler på gulvet; den nederste del kan nu tilgås.

Rengør med jævne mellemrum hjulene, også baseret på miljøet, hvor enheden bruges.

Fjern eventuelle faste dele, der kan aflejre sig i gummi, tråde og hår, der kan sætte sig fast på navet, hvilket forhindrer rotationsmanøvrer. Rengør de små hjuls mekanismer med en lille børste.

7.5 Opbevaring

For at undgå skader skal det medicinske udstyr opbevares væk fra direkte sollys eller overdreven fugt, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

Sørg for, at det medicinske udstyr altid er grundigt rent.

7.6 Bortskaffelse



Emballagematerialet er 100 % genanvendeligt. Overhold lokale standarder for at bortskaffe det. Emballagemateriale (plastikposer, polystyrendele osv.) skal holdes væk fra børn, da de er potentielle kilder til fare.

Afmonter enheden fuldstændigt og adskil dens dele i henhold til deres materialer og overhold de gældende regler for bortskaffelse af affald.

For yderligere information om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt, kontakt venligst det relevante lokale kontor med hensyn til gældende love.

Produktet er juridisk garanteret i 24 måneder fra leveringsdatoen (italiensk lovdekret 24/2002 og direktiv 1999/44/EF) til kunden af Antano Group srl mod enhver fabrikationsfejl.

I garantiperioden er vedligeholdelse af enheden garanteret for producentens regning, hvis tilstedeværelsen af en fabrikationsfejl er konstateret.

Garantien dækker ikke dele, der er udsat for slid på grund af deres art og påtænkte anvendelse (f.eks. hjul osv.)

Garantien dækker ikke:

- Skader på grund af uoverensstemmende brug eller forskellig fra den, der er specificeret i denne vejledning.
- Skader på grund af forkert montering udført af kunden.
- Skader på grund af uautoriseret personale, der udfører ændringer, reparationer eller manipulerer med enheden.
- Transport- og emballeringsomkostninger, der kræves for at sende produktet under garanti, afholdes af forhandleren eller producenten.

Garantien håndhæver ingen ret til erstatning for skader.

Reserve dele fås i 5 år.

Hvis kunden opdager problemer med produktet, skal han/hun straks underrette den autoriserede forhandler, give detaljerede oplysninger om de fundne defekter og anføre de data, der er angivet på mærkepladen, der er påsat enheden, og udfylde den særlige fejl/nedbrudsmeddelelse. form.

Efter aftaler med den autoriserede forhandler skal kunden sende enheden til reparation under garanti.

I garantiperioden vil det tekniske indgreb finde sted hos producenten, som også vil undersøge, om det tekniske problem skyldes en fabrikationsfejl eller af andre årsager.

Denne vejledning skal opbevares af ejeren og tilsluttes enheden af hensyn til garantien.

Garantien er gældende fra leveringsdatoen.



en alvorlig ulykke, der involverer enheden, er det nødvendigt at rapportere det til Antano Group ail tecnico@antanogroup.com og kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de er til stede.

Antano Group Srl

Via delle industrie 10, Zona Ind.le Sant'Eraclio - 06034

Foligno (PG) - ITALIEN

Tlf. +39 0742/381269 Fax.+39 0742/386574

www.antanogroup.com

info@antanogroup.com

Kvalitetscertificeringssystem for ledelse

ISO 9001: 2015

ISO 13485: 2016

© Copyright Antano Group Srl

Tutti og diritti sono riservati. Nessuna parte del documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua
Senza forrige konsenso scritto della Antano Group Srl

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument kan fotokopieres, gengives eller oversættes til et andet sprog
uden forudgående skriftligt samtykke fra Antano Group Srl